


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mthfr Para Wb, If/Icc, Elisa - P42898

Número de artículo: CM0006677



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la MTHFR humana (metilentetrahidrofolato reductasa). Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la vía del folato y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MTHFR
Observaciones/Sinónimo	MTHFR
Especie	Humana
GeneID (humano)	4524
GeneID	4524
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 363-656 de la MTHFR humana (NP_005948.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P42898
Peso de la proteína	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo