


Anticuerpo Policlonal Anti-Mtif3 Para Wb, Elisa - Q9H2K0

Número de artículo: CM0029735



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MTIF3 validado para WB y ELISA. Específico para MTIF3 humano y de rata, un factor de iniciación de la traducción mitocondrial que promueve la disponibilidad de la subunidad ribosómica 28S para la síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTIF3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IF3mt; MTIF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	219402
GeneID	219402
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-278 del MTIF3 humano (NP_690876.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H2K0
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo