


Anticuerpo Policlonal Anti-Mtif3 Para Wb, Elisa - Q9H2K0

Número de artículo: CM0016065



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MTIF3 humano (IF3mt), validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta MTIF3 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la síntesis proteica mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MTIF3
Observaciones/Alias	IF3mt; MTIF3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	219402
ID del Gen	219402
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-278 de MTIF3 humano (NP_690876.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H2K0
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo