

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtmt1 Para Wb Y Elisa - Q13613

Número de artículo: CM0018817



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MTMR1, una fosfatasa de fosfatidilinositol-3-fosfato, para WB y ELISA en humano y ratón, que apoya la investigación del metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo MTMR1
Observaciones/Alias	MTMR1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8776
ID del Gen	8776
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 300-400 de la MTMR1 humana (NP_003819.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13613
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo