

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtmr14 Para Wb, Elisa - Q8Nce2

Número de artículo: CM0021520

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo MTMR14 validado para WB y ELISA, con reactividad contra MTMR14 humano y de ratón. Este anticuerpo se dirige a la fosfatasa de lípidos MTMR14, implicada en el metabolismo de fosfatidilinositol, lo que lo hace adecuado para la investigación en señalización celular y trastornos vinculados a la regulación de fosfoinosítidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTMR14 Conejo pAb
Observaciones/Alias	C3orf29; MTMR14
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64419
ID de Gen	64419
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del MTMR14 humano (NP_001070993.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NCE2
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo