


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtmr2 Para Wb, Elisa - Q13614

Número de artículo: CM0025431



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MTMR2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 404-643. Ideal para investigación en autofagia y proteínas relacionadas con la miotubularina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTMR2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CMT4B; CMT4B1; MTMR2
Especie	Humano
GeneID	8898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 404-643 de MTMR2 humano (NP_057240.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13614
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo