

Anticuerpo Policlonal Anti-Mtmr4 Para Ihc-P, Elisa - Q9Nya4

Número de artículo: CM0025265

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la MTMR4 humana, una fosfatidilinositol-3,5-bisfosfato 3-fosfatasa. Validado para IHC-P y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para el estudio del tráfico endosomal y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTMR4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	9110
ID del Gen	9110
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 570-820 de la MTMR4 humana (NP_004678.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NYA4
Peso Proteico	133kDa
Envío	Bolsa de hielo