

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-MtMr4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nya4

Número de artículo: CM0016918

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MTMR4 humana, una fosfatidilinositol-3,5-bisfosfato 3-fosfatasa implicada en el tráfico endosomal y la señalización. Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTMR4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
Especie	Humana
GeneID (Humana)	9110
GeneID	9110
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 920-1195 de MTMR4 humana (NP_004678.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NYA4
Peso molecular de la proteína	133kDa
Envío	Bolsa de hielo