


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtmr6 Para Wb, Elisa - Q9Y217

Número de artículo: CM0015981



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a MTMR6, una fosfatasa de lípidos implicada en la señalización de células T y la endocitosis. Validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para inmunodetección e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTMR6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTMR6
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9107
ID de gen	9107
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 382-621 de MTMR6 humana (NP_004676.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y217
Peso proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo