


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtmr8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ef0

Número de artículo: CM0023500



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MTMR8 validado para WB, IHC-P, ELISA; reacción cruzada con humano, ratón y rata. Dirigido contra MTMR8 (Q96EF0), una fosfatasa lipídica que regula la autofagia. Ideal para investigación en autofagia y señalización lipídica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTMR8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTMR8
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	55613
ID del gen	55613
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 430-560 de la MTMR8 humana (NP_060147.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96EF0
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo