

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mtmr9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qg7

Número de artículo: CM0016675

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra MTMR9, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación de fosfatasa relacionada con la miotubularina, la macroautofagia y la apoptosis. - Q96QG7

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTMR9 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MTMR8; C8orf9; LIP-STYX; MTMR9
Especie	Humano
ID del Gen	66036
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de MTMR9 humano (NP_056273.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96QG7
Peso de la Proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo