


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mtnr1A (Wb, Ihc-P, Elisa) - P48039

Número de artículo: CM0013748



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra MTNR1A (receptor de melatonina tipo 1A) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Peso molecular predicho de 39 kDa. Ideal para investigación de ritmos circadianos y sueño.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTNR1A Rabbit pAb
Notas/Alias	MT1; MEL-1A-R; MTNR1A
Especie	Humano
ID del Gen	4543 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 281-350 de MTNR1A humano (NP_005949.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48039
Peso Molecular de la Proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo