

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtor Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42345

Número de artículo: CM0014884



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra mTOR humano y de ratón (P42345). Ofrecido para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica, inmunoprecipitación y ELISA. Ideal para investigar la señalización de mTOR en el crecimiento celular, el metabolismo y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo mTOR
Observaciones/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Especie	Humano
ID del gen	2475
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2400-2500 de mTOR humano (NP_004949.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P42345
Peso proteico	289kDa
Envío	Bolsa de hielo