

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtpap Para Wb Y Elisa - Q9Nvv4

Número de artículo: CM0019844



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la MTPAP humana (PAPD1/SPAX4/TENT6), validado para WB y ELISA. Reacciona con humanos y ratón. Adecuado para estudios de procesamiento de ARN mitocondrial y degradación de ARNm de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTPAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAPD1; SPAX4; TENT6; MTPAP
Especie	Humano
ID genético (Humano)	55149
ID genético	55149
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 383-582 de la MTPAP humana (NP_060579.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NVV4
Peso molecular	66kDa
Envío	Bolsa de hielo