


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mtss1 Para Wb Y Elisa - O43312

Número de artículo: CM0017350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MTSS1 humano (MIM, supresor de metástasis 1) validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con MTSS1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de metástasis de cáncer y del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTSS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MIM; MIMA; MIMB; MTSS1
Especie	Humano
GeneID	9788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 630-730 de MTSS1 humano (NP_055566.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43312
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo