

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mttp Para Wb, If/Icc, Elisa - P55157

Número de artículo: CM0024520



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la MTP humana (subunidad grande de la proteína de transferencia de triglicéridos microsomal). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón, rata. Ideal para investigación sobre transporte de lípidos y ensamblaje de lipoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTTP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABL; MTP; MTTP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4547
GeneID	4547
Immunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-650 de la MTP humana (NP_000244.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P55157
Peso Molecular de la Proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo