

Anticuerpo Policlonal Anti-Mtus1 Para Wb, Elisa - Q9Uld2

Número de artículo: CM0015590

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MTUS1 humano, validado para Western blot y ELISA. MTUS1 es un supresor tumoral asociado a microtúbulos implicado en la proliferación celular y la mitosis; adecuado para investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTUS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATBP, ATIP, ICIS, MP44, ATIP3, MTSG1, MTUS1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	57509
ID del gen	57509
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 207-436 de MTUS1 humano (NP_065800.1)
Origen	**
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9ULD2
Peso molecular de la proteína	141 kDa
Envío	Bolsita de hielo