

Anticuerpo Policlonal Anti-Mtus2 (Tip150) Para Wb Y Elisa - Q5Jr59

Número de artículo: CM0020223

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MTUS2 humano (candidato 2 supresor de tumores asociado a microtúbulos, TIP150). Validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de dinámica de microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTUS2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ICIS; CAZIP; TIP150; KIAA0774; MTUS2
Especie	Humano
GeneID (humano)	23281
GeneID	23281
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-348 del MTUS2 humano (NP_056048.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q5JR59
Peso Proteico	150kDa
Envío	Bolsa de hielo