

Anticuerpo Policlonal Anti-Mtx2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75431

Número de artículo: CM0028973

Introducción

CamelBio suministra anticuerpo policlonal de conejo anti-MTX2 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta metaxina-2 humana, de ratón y de rata, una proteína de la membrana externa mitocondrial implicada en la importación de proteínas. Ideal para investigación de IVD y estudios mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MTX2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MDPS; metaxina-2; MTX2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10651
ID de Gen	10651
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-263 de la MTX2 humana (NP_006545.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75431
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo