

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mtx2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75431

Número de artículo: CM0007338

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a MTX2 humano, una proteína de importación mitocondrial. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata; detecta una banda de ~30 kDa. Ideal para estudios de función mitocondrial y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MTX2 Rabbit mAb
Observaciones/Alíase	MDPS; metaxina-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10651
GeneID	10651
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-263 de MTX2 humano (NP_006545.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75431
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo