


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor Opiode Mu (Mor) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35372

Número de artículo: CM0022588



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el Receptor Opiode Mu (MOR) humano. Adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con MOR humano, de ratón y de rata. Herramienta clave para la investigación de la señalización opioide y la adicción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor Opiode Mu (MOR) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MOP; MOR; LMOR; MOR1; OPRM; M-OR-1; Receptor Opiode Mu (MOR)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4988
ID del Gen	4988
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 354-388 del Receptor Opiode Mu (MOR) humano (NP_000905.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35372
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo