

Anticuerpo Monoclonal Anti-Muc1-C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15941

Número de artículo: CM0003841



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido al dominio C-terminal de la MUC1 (Mucina-1) humana. Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con humanos, ratones y ratas. Ideal para investigación de biomarcadores de cáncer, señalización celular y estudios de células epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MUC1-C Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	4582
GenelD	4582
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1156-1255 de la MUC1 humana (P15941)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15941
Peso de la proteína	122kDa
Envío	Bolsa de hielo