

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Muc1 Para Wb, Elisa - P15941

Número de artículo: CM0023174



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MUC1 de alta especificidad validado para WB y ELISA. Reacciona con MUC1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de biomarcadores de cáncer y estudios de células epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MUC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4582
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del MUC1 humano (P15941).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISSL	P15941
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo