

Anticuerpo Policlonal Anti-Muc16 (Ca125) Para Wb Y Elisa - Q8Wxi7

Número de artículo: CM0020317



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CA125 (MUC16) humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación de cáncer de ovario; detecta una glicoproteína de ~1519 kDa. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CA125 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MUC16; CA125; mucina-16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	94025
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 12660-12923 de CA125 humano (NP_078966.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WXI7
Peso Molecular de la Proteína	1519kDa
Envío	Bolsa de hielo