

Anticuerpo Monoclonal Anti-Muc16/Ca125 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi7

Número de artículo: CM0006272



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra MUC16/CA125 humano está validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. El inmunógeno recombinante garantiza especificidad, siendo adecuado para la investigación del cáncer de ovario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo MUC16/CA125
Observaciones/Alias	CA125; MUC16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	94025
GeneID	94025
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 12660-12923 de MUC16/CA125 humano (NP_078966.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WXI7
Peso Molecular de la Proteína	1519kDa
Envío	Bolsa de hielo