

Anticuerpo Monoclonal Anti-Muc2 Para If-P, Ihc-P, Elisa - Q02817

Número de artículo: CM0004532



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MUC2 (Mucina-2) humana, validado para IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante que cubre los aminoácidos 858-1259. Adecuado para el estudio de la función de la barrera mucosa intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MUC2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MLP; SMUC; MUC-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4583
GeneID	4583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 858-1259 de MUC2 humana (NP_002448.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02817
Peso proteico	551kDa
Envío	Bolsa de hielo