

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Muc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02817

Número de artículo: CM0012271



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la MUC2 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de mucina-2 intestinal en investigación de barreras mucosas e inmunología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MUC2 Rabbit mAb                                 |
| Observaciones/Alias | MLP, SMUC, MUC-2, MUC2                          |
| Especie             | Humana                                          |
| ID del Gen          | 4583                                            |
| Inmunógeno          | Péptido sintético (aa 5000-5100 de MUC2 humana) |
| Origen              | Conejo                                          |
| Categoría           | Anticuerpo Monoclonal                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                |
| Reacción Cruzada    | Humana, Ratón, Rata                             |
| SWISS               | Q02817                                          |
| Peso Proteico       | 551 kDa                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                  |