

Anticuerpo Policlonal Anti-Muc2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q02817

Número de artículo: CM0015320



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MUC2 humano (mucina intestinal-2), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para la investigación de la barrera mucosa, el cáncer de colon y el metabolismo del cobre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MUC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLP; SMUC; MUC-2; MUC2
Especie	Humano
GeneID (humano)	4583
GeneID	4583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 850-1270 de MUC2 humano (NP_002448.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02817
Peso Proteico	551 kDa
Envío	Bolsa de hielo