

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Muc20 Para Wb Y Elisa - Q8N307

Número de artículo: CM0023450

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo de alta calidad contra MUC20 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce MUC20 humano, de ratón y de rata, un regulador de la señalización MET. Ideal para la investigación del cáncer de riñón y urogenital.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MUC20 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MUC-20; MUC20
Especie	Humano
GeneID (Humano)	200958
GeneID	200958
Inmunógeno	Péptido Sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del MUC20 humano (NP_689886.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N307
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo