

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Muc4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99102

Número de artículo: CM0010584

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MUC4 humano, una mucina de membrana de alto peso molecular. Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con rata. Ideal para estudios oncológicos y epiteliales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | MUC4 Rabbit mAb                                                                                                                |
| Observaciones/alias | ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                         |
| GenelD (humano)     | 4585                                                                                                                           |
| GenelD              | 4585                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 4807-4916 de MUC4 humano (Q99102) |
| Fuente              | conejo                                                                                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                       |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humano, rata                                                                                                                   |
| SWISS               | Q99102                                                                                                                         |
| Peso de la proteína | 542 kDa                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                 |