

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Muc4 Para Wb, Elisa - Q99102

Número de artículo: CM0024347

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MUC4 humano, validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Se dirige a la mucina unida a membrana involucrada en la protección epitelial y la progresión del cáncer. Ideal para la investigación de oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MUC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4585
GeneID	4585
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2100-2169 del MUC4 humano (NP_060876.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99102
Peso Proteico	542kDa
Envío	Bolsa de hielo