

Anticuerpo Policlonal Anti-Muc6 Para Wb, Elisa - Q6W4X9

Número de artículo: CM0022022

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MUC6 humano (mucina gástrica-6). Validado para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón. Útil para la investigación de la citoprotección de la mucosa, la patología por H. pylori y el análisis de marcadores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MUC6 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	MUC-6; MUC6
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4588
ID del gen	4588
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-298 de MUC6 humano. (NP_005952.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q6W4X9
Peso de la proteína	257 kDa
Envío	Bolsa de hielo