

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mucina 5Ac Para Wb Y Elisa - P98088

Número de artículo: CM0021343



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta la Mucina 5AC, una glucoproteína secretada de 586 kDa. Validado en WB y ELISA, reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de mucinas, estudios respiratorios/gástricos y el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mucina 5AC pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TBM; leB; MUC5; mucina; Mucina 5AC (MUC5AC)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4586
GeneID	4586
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1550-1900 de la Mucina 5AC humana (MUC5AC) (NP_001291288.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98088
Peso Proteico	586kDa
Envío	Bolsa de hielo