

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Multimerin-1 (Mmrn1) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13201

Número de artículo: CM0029038

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Multimerin-1 (MMRN1) humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con MMRN1 humano y de ratón. Ideal para investigación en biología de plaquetas, trombosis y hemostasia vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MMRN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ECM; MMRN; GPIa*; EMILIN4; MMRN1
Especie	Humano
ID del gen	22915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1083-1228 de la MMRN1 humana (NP_031377.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13201
Peso de la proteína	138kDa
Envío	Bolsa de hielo