

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mum1 Para If-P, Ihc-P, Elisa - Q15306

Número de artículo: CM0006764



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IRF4 humano (MUM1/LSIRF), un factor de transcripción crítico para la señalización de células linfoides y las respuestas inmunitarias. Validado para aplicaciones IF-P, IHC-P y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MUM1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MUM1, LSIRF, SHEP8, NF-EM5, IRF4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3662
GeneID	3662
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 351-451 de IRF4 humano (NP_001182215.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15306
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo