

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Munc 13-1 Para Wb, Elisa - Q9Upw8

Número de artículo: CM0023499

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Munc13-1 humano (UNC13A) para WB y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de exocitosis sináptica y secreción de insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Munc 13-1
Observaciones/Alias	Munc13-1; Munc 13-1
Especie	Humano
GenelD (humano)	23025
GenelD	23025
Inmunógeno	Proteína recombinante de Munc 13-1 humano.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPW8
Peso Proteico	193kDa
Envío	Bolsa de hielo