

Anticuerpo Policlonal Anti-Mus81 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ny9

Número de artículo: CM0027067



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MUS81 humano, una endonucleasa específica de estructura implicada en la reparación del ADN y la estabilidad del genoma. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MUS81
Observaciones/Alias	SLX3; MUS81
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80198
GeneID	80198
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de MUS81 humano (NP_079404.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96NY9
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo