

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Musashi-1 (Msi1) Para Wb, If/Icc, Elisa - O43347

Número de artículo: CM0004984

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Musashi-1 (MSI1) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Se dirige al extremo N-terminal (aa 1-100) de esta proteína de unión a ARN de 39 kDa involucrada en el mantenimiento de células madre y la señalización Notch.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Musashi-1 (MSI1)
Observaciones/Alias	MSI1; proteína de unión a ARN musashi 1; Musashi-1 (MSI1)
Especie	Humano
GeneID (humano)	4440
GeneID	4440
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MSI1 humano (O43347).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43347
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo