

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Musashi-1 (Msi1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43347

Número de artículo: CM0026951

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Musashi-1 (MSI1) humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en células madre y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Musashi-1 (MSI1)
Observaciones/Alias	MSI1; Musashi-1 (MSI1)
Especie	Humano
ID del gen	4440
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-362 de Musashi-1 (MSI1) humana (NP_002433.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43347
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo