


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Musashi-2 (Msi2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Dh6

Número de artículo: CM0002088



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad para Musashi-2 (MSI2) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el mantenimiento de células madre y la regulación traduccional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo para Musashi-2 (MSI2)
Observaciones/Alias	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
Especie	Humano
GenelD (humano)	124540
GenelD	124540
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de Musashi-2 (MSI2) humano (Q96DH6).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96DH6
Peso Molecular de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo