


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Musashi-2 (Msi2) Para Wb, Elisa - Q96Dh6

Número de artículo: CM0030292



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Musashi-2 (MSI2) para WB y ELISA. Validado para humano y ratón, peso proteico de 35kDa. Ideal para investigación de células madre y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Musashi-2 (MSI2) Conejo pAb
Observaciones/Alias	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	124540
GeneID	124540
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 del Musashi-2 humano (MSI2) (NP_620412.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96DH6
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo