


Anticuerpo Monoclonal Anti-Receptor Muscarínico De Acetilcolina M2 (Acm2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08172

Número de artículo: CM0004021



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra el receptor muscarínico de acetilcolina M2 humano (ACM2). Apto para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de GPCR y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Receptor Muscarínico AChR M2 (ACM2)
Observaciones/Alias	HM2; Receptor Muscarínico AChR M2 (ACM2)
Especie	Humano
GeneID	1129
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del receptor muscarínico AChR M2 humano (ACM2) (P08172)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08172
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo