


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor Muscarínico De Acetilcolina M2 (Acm2) Para Wb, Elisa - P08172

Número de artículo: CM0017838



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor muscarínico de acetilcolina M2 humano (ACM2/CHRM2), validado para Western blotting y ELISA. Ideal para investigación en neurociencia y desarrollo de ensayos IVD que involucren este receptor acoplado a proteína G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-receptor muscarínico de acetilcolina M2 (ACM2)
Observaciones/Alias	HM2; Receptor muscarínico de acetilcolina M2 (ACM2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1129
GeneID	1129
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 208-388 del receptor muscarínico de acetilcolina M2 humano (ACM2) (NP_001006629.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08172
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo