

Anticuerpo Policlonal Anti-Musk Para Wb, Elisa - O15146

Número de artículo: CM0026360



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MUSK humano, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para investigación de uniones neuromusculares y estudios de señalización sináptica. Proteína de 97kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MUSK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMS9; FADS; FADS1; MUSK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4593
GeneID	4593
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 424-783 de MUSK humano (NP_001159752.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O15146
Peso de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo