


Anticuerpo Policlonal Anti-Mut De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P22033

Número de artículo: CM0028219



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la metilmalonil-CoA mutasa (MUT) humana para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación del metabolismo mitocondrial y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MUT Conejo pAb
Observaciones/Alias	MCM; MUT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4594
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 451-750 de la MUT humana (NP_000246.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22033
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo