

Anticuerpo Policlonal Anti-Mutyh Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uif7

Número de artículo: CM0023266



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la MUTYH humana (MYH), una enzima de reparación del ADN. Validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA y presenta reacción cruzada con rata. Ideal para investigación de daño oxidativo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MUTYH
Observaciones/Alias	MYH; MUTYH
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4595
ID del Gen	4595
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-265 de la MUTYH humana (NP_001041636.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9UIF7
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo