


Anticuerpo Policlonal Anti-Mvb12A Para Wb, Elisa - Q96Ey5

Número de artículo: CM0018986



Introducción

El pAb de conejo contra MVB12A, un anticuerpo policlonal producido en conejo contra MVB12A humano, es adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata y es ideal para la investigación del complejo ESCRT-I y el tráfico endocítico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MVB12A
Observaciones/alias	CFBP; FAM125A; MVB12A
Especie	Humano
GeneID (humano)	93343
GeneID	93343
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-273 de MVB12A humano (NP_612410.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q96EY5
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo