

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mvd Para Wb Y Elisa - P53602

Número de artículo: CM0002643



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MVD humano (difosfomevalonato decarboxilasa), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata; peso molecular 43kDa. Adecuado para la investigación de biosíntesis de colesterol y la vía del mevalonato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MVD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MPD; MDDase; POROK7; FP17780; MVD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4597
GeneID	4597
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del MVD humano (P53602).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P53602
Peso del Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo