


Anticuerpo Policlonal Anti-Mvk Para Wb, Elisa - Q03426

Número de artículo: CM0027403



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la mevalonato quinasa humana (MVK), validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudios del metabolismo del colesterol y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MVK Conejo pAb
Observaciones/Alias	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Especies	Humano
GeneID (Humano)	4598
GeneID	4598
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-300 de la MVK humana (NP_000422.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q03426
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo