


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mxd1 (Wb, Elisa) - Q05195

Número de artículo: CM0030600



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MXD1 (MAD) humano. Validado en aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para la investigación sobre represión transcripcional, antagonismo de MYC y regulación de la telomerasa. Reacciona de forma cruzada con humano y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MXD1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MAD; MAD1; BHLHC58; MXD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4084
ID de Gen	4084
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de MXD1 humano (NP_002348.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q05195
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo